

产后妈咪体验自体脂肪丰胸

体验者档案

姓名: 聂女士
年龄: 保密
职业: 护士
主要问题: 产后胸部萎缩下垂、腰腹部脂肪过多、眼窝凹陷
解决方案: 德国水动力腰腹环吸+自体活细胞丰胸+自体活细胞眼窝填充

她的故事

5年前,长沙爱思特护士聂女士体会到了初为人母的幸福;5年后,因生育带来的胸部萎缩下垂以及肥胖问题,聂女士开始嫌弃自己的身体,曾经孕育生命的神秘花园,现在变得臃肿、俗气,穿什么名牌衣服都不显档次。

生产之痛犹在心扉。然而,对于聂女士来说,最痛的不是十月怀胎一朝分娩,而是由生育带来的肥胖、胸部下垂……慢慢地,皮下脂肪不断堆积,皮肤松弛失去弹性,而色斑也如影随形,一点一滴吞噬着这位做了母亲的女人。聂女士整天忙于柴米油盐酱醋茶,虽然心有不甘,却不得不这样平淡无奇地过下去。

作为爱思特的老员工,聂女士的工作热情与敬业态度始终是新人职员的学习榜样,因此当爱思特最受求美者欢迎的自体活细胞丰胸项目需要招募一名真人模特时,同事们纷纷推荐了聂女士。

术后一个月,自体活细胞丰胸的效果越来越明显,每一次沐浴,聂女士都能感觉到身体和胸部的变化;每一次对镜梳妆,聂女士都为丰盈饱满的肌肤状态感到兴奋。当腰腹的赘肉消失不见、胸部又恢复到当初的柔韧手感、眼窝丰满甚至笑起来还有迷人的卧蚕时,聂女士又爱上了镜子、爱上了生活。“女人赋予这世界勃勃生机,我怎么会舍得变老。”聂女士如是说。

解密手术

步骤1:
德国水动力腰腹环吸

【脂肪评估】

水动力脂肪抽吸手术前,爱思特韩兴斌院长为聂女士做了专业设计,韩院长让聂女士处于直立体位,以便使因地心引力造成的脂肪堆积及松垂部位明显显露,仔细标记画好抽吸区域,并以等高线标记出脂肪堆积的程度。

【切口设计】

接着韩院长对手术切口进行设计,为保障自然无痕的术后效果,切口一定要设计得隐蔽,比如设计在身体的褶皱处。针对聂女士的情况,韩院长选择在肚脐凹的侧壁作为吸脂手术点。

【吸走脂肪】

在对身体各项指标进行检查后,聂女士躺在手术台上,感慨万千:女人永远不能嫌弃自己的身体,更不能放任不管。如果你去了解它,并通过科学的、安全的方式唤醒它,那么蜕变新生并不是一场梦。在麻药的作用下聂女士进入睡眠模式,韩院长开始手术:吸走脂肪,还聂女士一个曼妙人生。



爱思特自体脂肪丰胸帮聂女士恢复曼妙人生。(◀术前、▲术中、▶术后)

步骤2:
自体活细胞丰胸

水动力吸脂仪独特活性脂肪收集系统,脂肪颗粒成活率近80%。从吸管里吸出的脂肪细胞是纯度较高的脂肪组织,经过过滤分离,韩院长将脂肪储存于无菌密封的容器中。这些抽吸出的完整脂肪细胞因其存活率高,可用于自体脂肪移植手术,如隆胸、丰臀等。根据术前设

计,韩院长将从腰腹部吸出来的脂肪,结合独特活性因子萃取方法,移植到聂女士的胸部,因为来自自体,术后的效果会更自然。

步骤3:
自体活细胞眼窝填充

聂女士一直很回避年龄问题。原因很简单,随着年龄的增加,她的眼窝凹陷、眼睛愈加无神,给人一种精神不济的苍老感。聂女士不止一次幻想回到10

年前。这次她身上的赘肉帮了她的大忙。在对胸部进行自体脂肪移植后,韩院长利用剩余的脂肪对聂女士的眼窝进行填充,帮助她焕发新生的魅力。



AIST 爱思特整形

用自己的 活性脂肪 丰胸

10月11日-11月30日

独创自体活细胞丰胸术, 优惠巨献
大牌丰胸专家云集, 丰胸安全无忧

01

自体活细胞丰胸
来院尊享美胸大
师量身定制方案

02

韩式双眼皮
2680元

03

隆鼻
2680元

04

德国水动力
吸脂7折